



## Pizza Perfettissima Calabrese 405g X 6stk

2430

Pizza Perfettissima er den komplette løsningen for ditt serveringssted. Konseptet tilbyr forstekte steinovnspizzaer på 29 cm med tynn og sprø bunn – tilgjengelig både med og uten topping. Med delikate råvarer og kort tilberedningstid er dette et ideelt pizza-konsept for å overraske gjestene dine med en autentisk italiensk pizzaopplevelse.

Varenummer: 1-25-017800 | EPD-nummer: 6725014 | GTIN: 04001724033585



**PRODUSENT:**  
DR. OETKER NORGE AS

**VAREMERKE:**  
DR. OETKER NORGE AS

**Vil du vite mer om produktet?**  
**Ta kontakt på:**

+47 668 23 420  
[oetker@oetker.no](mailto:oetker@oetker.no)  
<https://www.oetker.no>

**25 produkter i  
databasen**

**Se flere produkter  
fra DR. OETKER  
NORGE AS**

## Ingredienser

**HVETEMEL**, 16% moste tomater, 13% skjærefast **MOZZARELLA OST**, 8,4% pepperoni-salami (svinekjøtt, fett av svin, salt, dekstrose, krydder, aroma, glukosesirup, antioksidant (rosmarinekstrakt), stabilisator (natriumnitritt), røyk), vann, 7,2% syltet jalapeno (jalapeno, vann, hvit eddik, salt, sukker, syre (eddiksyre, sitronsyre), antioksidant (askorbinsyre)), 1,5% tomatkonsentrat, rapsolje, salt, gjær, ekstra virgin olivenolje, sukker, oregano, persille, løk, hvitløk, basilikum, urter, stekt løk, chiliekstrakt.

## Allergener

Allergen	Ja	Nei
Gluten Hvete	●	
Skalldyr		●
Egg		●
Fisk		●
Peanøtter		●
Soya		●
Melk	●	
Nøtter		●
Selleri		●
Sennep		●
Sesamfrø		●
Svoveldioksid eller sulfitter		●
Lupin		●
Bløtdyr		●

Produktet kan inneholde spor av **Soya og Sennep**

- Ja = ingrediensen inngår i oppskriften
- Nei = produktet inneholder ikke spor av det angitte allergenet

Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.

Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

## Næringsinnhold

Pr. 100 gram.

Energi	1 027 kJ/ 244 kcal
Fett	8,60 g
hvorav	
- Mettede fettsyrer	3,40 g
Karbohydrat	31,00 g
hvorav	
- Sukkerarter	3,30 g
Protein	9,60 g
Salt	1,30 g
* av daglig referanse inntak	

## Produktinformasjon

Opprinnelsesland	
Opphavsland	Tyskland
Varegruppe	Tilberedt og konservert mat
Varenummer	1-25-017800
EPD-nummer	6725014
GTIN	04001724033585
GTIN2	
GTIN3	
Opprettet dato	17.12.2025
Oppdatert dato	13.02.2026

## Oppbevaring

Temperatur, min	-50 grader (C)
Temperatur, max.	-18 grader (C)
Holdbarhet, total	330 dager
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken	110 dager
Lagringsgrad	
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer)	<i>Ikke oppgitt</i>
Holdbarhet etter tining (fryste varer)	<i>Ikke oppgitt</i>

## Tilberedning

### Stekes

Forvarm steinovnen til 320 °C overvarme og 270 °C undervarme. Ta pizzaen ut av emballasjen og stek i 4:30-5:30 min. Oppbevares frossen til den er stekt. Sørg for at produktet er helt oppvarmet før forbruk. Tips: For et jevnere bakeresultat, snu pizzaen av og til. Forvarm konveksjonsovn til 250 °C. Ta pizzaen ut av emballasjen og stek på et passende brett i 5-6 minutter (230 °C). Avhengig av type apparat og mengde utstyr, kan den angitte forberedelsestiden variere. Oppbevares frossen til den er stekt. Sørg for at produktet er helt oppvarmet før forbruk. Forvarm Merrychef til 250 °C. Ta pizzaen ut av emballasjen og følg disse trinnene: 1. Viftehastighet: 100%, mikrobølgeovn: 100% stek i 1:50 min. 2. Viftehastighet: 85%, mikrobølgeovn: 0% i 0:40 min. Oppbevares frossen til den er stekt. Sørg for at produktet er helt oppvarmet før forbruk. Forvarm CIBO-ovnen til 275 °C. Ta pizzaen ut av emballasjen og følg disse trinnene: 1. Konveksjon: På, Undervarme: På, Grillfunksjon: Av, Temperatur: 275 °C og stek i 2:45 min. 2. Konveksjon: På, Undervarme: Av, Grillfunksjon: Av, Temperatur: 275 °C og stek i 0:25 min. 3. Konveksjon: Av, Undervarme: Av, Grillfunksjon: På, temperatur 0°C og stek i 0:20 min. Oppbevares frossen til den er stekt. Sørg for at produktet er helt oppvarmet før forbruk.

## GPC Kategori

Segment	Mat/drikke/tobakk
Familie	Tilberedt/konservert mat
Klasse	Tilberedt/konservert mat – flerpakk
Brick kode	Tilberedt/konservert mat – flerpakk